

Кроличья Поликлональная Антитело Против Mttp Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицх (If/Icc), Ифа (Elisa) - P55157

Артикул: CM0024520



введение

Кроличья поликлональная антитело, направленное против человеческого МТПР (микросомального белка переноса триглицеридов, большая субъединица). Валидировано для WB, IF/ICC, ELISA; перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований транспорта липидов и сборки липопротеинов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MTTP Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ABL; MTP; MTTP
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4547
GeneID	4547
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 550-650 человеческого МТПР (NP_000244.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P55157
Молекулярный вес белка	99кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент