

Поликлональные Антитела Против Mtus1 Для Вб, Ифа — Q9Uld2

Артикул: CM0015590

введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому MTUS1, валидированные для вестерн-блоттинга и ИФА. MTUS1 — ассоциированный с микротрубочками супрессор опухолей, участвующий в регуляции клеточной пролиферации и митоза; подходит для исследований в области онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MTUS1 кроличьи пкА
Примечания/алиасы	ATBP, ATIP, ICIS, MP44, ATIP3, MTSG1, MTUS1
Вид	Человек
ID гена (человек)	57509
ID гена	57509
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 207–436 человеческого MTUS1 (NP_065800.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9ULD2
Молекулярная масса белка	141 кДа
Доставка	Холодильный пакет