

Поликлональные Антитела Против Mtus2 (Tip150) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q5Jr59

Артикул: CM0020223

введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого MTUS2 (микротубуло-ассоциированный кандидат-онкосупрессор 2, TIP150). Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА; перекрестно реагируют с мышью и крысой. Идеальны для изучения динамики микротрубочек.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MTUS2 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	ICIS; CAZIP; TIP150; KIAA0774; MTUS2
Вид	Человек
GeneID (человек)	23281
GeneID	23281
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 49-348 человеческого MTUS2 (NP_056048.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q5JR59
Молекулярный вес белка	150кДа
Доставка	Сумка со льдом