


Кроличья Поликлональная Антитело К Мю-Опиоидному Рецептору (Mor) Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P35372

Артикул: CM0022588



введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на человеческий мю-опиоидный рецептор (MOR). Подходит для WB, IF-P, IHC-P и ELISA. Реагирует с MOR человека, мыши и крысы. Основной инструмент для исследования сигналинга опиоидов и аддикции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Мю-опиоидный рецептор (MOR) кроличья поликлональная антитело
Примечания/псевдонимы	MOR; MOR; LMOR; MOR1; OPRM; M-OR-1; Mu Opioid Receptor(MOR)
Вид	Человек
ID гена (человек)	4988
ID гена	4988
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 354-388 человеческого мю-опиоидного рецептора (MOR) (NP_000905.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P35372
Молекулярная масса белка	45кДа
Доставка	Айс-бокс