

Моноклональное Антитело Против Muc1-С Для Wb, Ihc-P, Elisa - P15941

Артикул: CM0003841



введение

Высокоспецифичное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на С-концевой домен человеческого MUC1 (муцина-1). Валидировано для WB, IHC-P, ELISA; перекрестно реагирует с человеческим, мышинным и крысиным белком. Идеально подходит для исследований биомаркеров рака, сигнальных путей клетки и изучения эпителиальных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MUC1-С Кроличье мкАнт
Примечания/Синонимы	EMA; MCD; PEM; PUM; KL-6; MAM6; MCKD; PEMT; CD227; H23AG; MCKD1; MUC-1; ADMCKD; ADTKD2; Ca15-3; ADMCKD1; CA 15-3; MUC-1/X; MUC1/ZD; MUC-1/SEC; MUC1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4582
GeneID	4582
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1156-1255 человеческого MUC1 (P15941)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P15941
Молекулярная масса белка	122 кДа
Доставка	Холодильный пакет