

Поликлональные Антитела Против Muc1 Для Вб, Игх-П, Ифа - P15941

Артикул: CM0013832



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому MUC1 (Муцину-1, CA15-3) для вестерн-блота, иммуногистохимии (парафиновые срезы) и ИФА; перекрестно реагируют с белками мыши и крысы. Идеально подходят для исследований в области онкологии и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MUC1 кроличьи поликлональные антитела
Примечания/Алиасы	EMA, MCD, PEM, PUM, KL-6, MAM6, MCKD, PEMT, CD227, H23AG, MCKD1, MUC-1, ADMCKD, ADTKD2, Ca15-3, ADMCKD1, CA 15-3, MUC-1/X, MUC1/ZD, MUC-1/SEC, MUC1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4582
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1182-1255 человеческого MUC1 (P15941)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P15941
Молекулярная масса белка	122 кДа
Доставка	Хладоэлемент