

## Кроличьи Поликлональные Антитела Против Muc1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P15941

Артикул: CM0023174



### введение

Высокоспецифичные кроличьи поликлональные антитела против MUC1, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагируют с MUC1 человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований биомаркеров рака и изучения эпителиальных клеток.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                            |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | MUC1 Rabbit pAb                                                                                                                                     |
| Примечания/Псевдонимы     | EMA; MCD; PEM; PUM; KL-6; MAM6; MCKD; PEMT; CD227; H23AG; MCKD1; MUC-1; ADMCKD; ADTKD2; Ca15-3; ADMCKD1; CA 15-3; MUC-1/X; MUC1/ZD; MUC-1/SEC; MUC1 |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                             |
| GeneID (Человек)          | 4582                                                                                                                                                |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 50-150 человеческого MUC1 (P15941).            |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                              |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                             |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                                           |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                                |
| SWISS                     | P15941                                                                                                                                              |
| Молекулярный вес белка    | 122 кДа                                                                                                                                             |
| Доставка                  | Сухой лед                                                                                                                                           |