

Моноклональное Антитело Против Muc16/CA125 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ип, Ифа - Q8Wxi7

Артикул: CM0006272



введение

Это кроличье моноклональное антитело против человеческого MUC16/CA125 валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, иммунопреципитации и ИФА. Рекомбинантный иммуноген обеспечивает специфичность, подходит для исследований рака яичников.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MUC16/CA125 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	CA125; MUC16
Вид	Человек
GeneID (Человек)	94025
GeneID	94025
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 12660-12923 человеческого MUC16/CA125 (NP_078966.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, иммунопреципитация, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8WXI7
Молекулярная масса белка	1519 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом