

Моноклональное Антитело Против Muc2 Для If-P, Ihc-P, Elisa — Q02817

Артикул: CM0004532



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому MUC2 (Муцину-2), валидированное для IF-P, IHC-P и ELISA. Реагирует с антигенами человека, мыши и крысы. Иммуноген: рекомбинантный слитый белок, охватывающий аминокислоты 858-1259. Подходит для изучения функции кишечной слизистой барьера.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MUC2 кроличье мкАнт
Примечания/Алиасы	MLP; SMUC; MUC-2
Вид	Человек
GeneID (человек)	4583
GeneID	4583
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 858-1259 человеческого MUC2 (NP_002448.4)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q02817
Молекулярная масса белка	551 кДа
Доставка	С ледяным пакетом