

Поликлональное Антитело К Muc2 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции На Парафиновых Срезах, Иммуногистохимии На Парафиновых Срезах, Ифа - Q02817

Артикул: CM0015320



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий MUC2 (интестинальный муцин-2), валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции на парафиновых срезах, иммуногистохимии на парафиновых срезах и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Для исследований слизистого барьера, рака толстой кишки и метаболизма меди.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MUC2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	MLP; SMUC; MUC-2; MUC2
Вид	Человек
GeneID (человек)	4583
GeneID	4583
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 850-1270 человеческого MUC2 (NP_002448.4)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция на парафиновых срезах, иммуногистохимия на парафиновых срезах, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q02817
Молекулярная масса белка	551 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом