

Кроличья Поликлональная Антитело Против Muc20 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q8N307

Артикул: CM0023450

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого MUC20, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА. Распознает человеческий, мышиный, крысиный MUC20, регулятор MET-сигналинга. Идеально для исследований рака почки и уrogenитального тракта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MUC20 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	MUC-20; MUC20
Вид	Человек
GeneID (Человек)	200958
GeneID	200958
Иммуноген	Синтетический пептид; Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100-200 человеческого MUC20 (NP_689886.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8N307
Молекулярная масса белка	72 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом