

Моноклональное Антитело Против Muc4 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q99102

Артикул: CM0010584

введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого MUC4, высокомолекулярного мембраносвязанного муцина. Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА; перекрестно реагирует с крысой. Идеально для онкологических исследований и исследований эпителия.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MUC4 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	ASGP; MUC-4; HSA276359; MUC4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4585
GeneID	4585
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 4807-4916 человеческого MUC4 (Q99102)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q99102
Молекулярная масса белка	542 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом