

Анти-Muc4 Поликлональные Антитела Кролика Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - Q99102

Артикул: CM0024347

введение

Поликлональные антитела кролика против человеческого MUC4, валидированные для использования в Вестерн-блоттинге (WB) и ИФА (ELISA). Нацелены на мембраносвязанный муцин, участвующий в защите эпителия и прогрессировании рака. Идеальны для онкологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MUC4 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ASGP; MUC-4; HSA276359; MUC4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4585
GeneID	4585
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 2100-2169 человеческого MUC4 (NP_060876.5).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q99102
Молекулярный вес белка	542кДа
Доставка	Сумка со льдом