

Моноклональное Кроличье Антитело Anti-Mum1 Для If-P, IHC-P, Elisa — Q15306

Артикул: CM0006764



введение

Моноклональное кроличье антитело, нацеленное на человеческий IRF4 (MUM1/LSIRF) — транскрипционный фактор, критически важный для передачи сигналов в лимфоидных клетках и иммунных ответов. Валидировано для применений IF-P, IHC-P и ELISA.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб MUM1
Примечания/синонимы	MUM1, LSIRF, SHEP8, NF-EM5, IRF4
Вид	Человек
GeneID (человек)	3662
GeneID	3662
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 351–451 человеческого IRF4 (NP_001182215.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q15306
Молекулярная масса белка	52 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом