

Кроличыи Поликлональные Антитела K Munc 13-1 Для Wb, Elisa - Q9Upw8

Артикул: CM0023499

введение

Кроличыи поликлональные антитела, направленные против человеческого Munc13-1 (UNC13A), для WB и ELISA. Валидированы на человеке, мыши и крысе  . Идеально подходят для изучения синаптического экзоцитоза и секреции инсулина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Munc 13-1 Кролик pAb
Примечания/Псевдоним	Munc13-1; Munc 13-1
Вид	Человек
GeneID (человек)	23025
GeneID	23025
Иммуноген	Рекомбинантный белок человеческого Munc 13-1.
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UPW8
Молекулярный вес белка	193кДа
Доставка	Сумка со льдом