

Кроличья Моноклональная Антитела Против Musashi-1 (Msi1) Для Wb, If/Icc, Elisa - O43347

Артикул: CM0004984

введение

Кроличья моноклональная антитела к Musashi-1 (MSI1), валидированная для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Реагирует с человеческим и мышинным белком. Направлена на N-конец (аминокислоты 1–100) этого РНК-связывающего белка с молекулярной массой 39 кДа, который участвует в поддержании стволовых клеток и регуляции сигнального пути Notch.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональная антитела к Musashi-1 (MSI1)
Примечания/алиасы	MSI1; musashi RNA binding protein 1; Musashi-1 (MSI1)
Вид	Человек
GeneID (человек)	4440
GeneID	4440
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1–100 человеческого MSI1 (O43347).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O43347
Молекулярная масса белка	39 кДа
Доставка	Холодовая упаковка