

## Кроличья Поликлональная Антитело Против Musashi-1 (Msi1) Для Wb, Ihc-P, Elisa - O43347

Артикул: CM0026951

### введение

Кроличья поликлональная антитела против человеческого Musashi-1 (MSI1), валидированная для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА (ELISA). Перекрестно реагирует с белком человека, мыши и крысы. Подходит для исследований в области стволовых клеток и нейробиологии.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличья поликлональная антитела к Musashi-1 (MSI1)                                                                                       |
| Примечания/Альясы         | MSI1; Musashi-1 (MSI1)                                                                                                                    |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                   |
| ID гена                   | 4440                                                                                                                                      |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 200-362 человеческого Musashi-1 (MSI1) (NP_002433.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                    |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                   |
| Применение                | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                          |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                      |
| SWISS                     | O43347                                                                                                                                    |
| Молекулярная масса белка  | 39 кДа                                                                                                                                    |
| Доставка                  | С ледяным пакетом                                                                                                                         |