


Анти-Musashi-2 (Msi2) Кроличье Моноклональное Антитело Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иммуногистохимии (Ihc-P), Ифа (Elisa) - Q96Dh6

Артикул: CM0002088



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело к Musashi-2 (MSI2), валидированное для WB, IHC-P и ELISA. Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Идеально для изучения поддержания стволовых клеток и трансляционной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к Musashi-2 (MSI2)
Примечания/Альтернативные названия	MSI2H; Musashi-2 (MSI2)
Вид	Человек
GeneID (человек)	124540
GeneID	124540
Иммуноген	Синтетический пептид[Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 200-300 белка Musashi-2 (MSI2) человека (Q96DH6).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия (IHC-P), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96DH6
Молекулярная масса белка	35 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом