


## Кроличья Поликлональная Антитело Против Мусаси-2 (Msi2) Для Вб, Ифа - Q96Dh6

Артикул: CM0030292



### введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против Мусаси-2 (MSI2) для вестерн-блоттинга и ИФА. Валидировано для человека и мыши, молекулярная масса белка 35 кДа. Идеально подходит для исследований стволовых клеток и нейробиологии.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                       |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличье поликлональное антитело к Musashi-2 (MSI2)                                                                            |
| Примечания/Альясы         | MSI2H; Musashi-2 (MSI2)                                                                                                        |
| Вид                       | Человек                                                                                                                        |
| ID гена (человек)         | 124540                                                                                                                         |
| ID гена                   | 124540                                                                                                                         |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слияниебелок, содержащий последовательность аминокислот 1-80 человеческого белка Musashi-2 (MSI2) (NP_620412.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                         |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                        |
| Применение                | ВБ, ИФА                                                                                                                        |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь                                                                                                                  |
| SWISS                     | Q96DH6                                                                                                                         |
| Молекулярная масса белка  | 35 кДа                                                                                                                         |
| Доставка                  | Холодовая упаковка                                                                                                             |