


Анти-Мускариновый Рецептор Ацетилхолина M2 (Acm2) Моноклональное Антитело Для Wb, Ihc-P, Elisa - P08172

Артикул: CM0004021



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело к мускариновому рецептору ацетилхолина M2 (ACM2) человека. Подходит для WB, IHC-P, ELISA; перекрестно реагирует с мышами и крысами. Идеально подходит для исследований передачи сигналов GPCR и нейронаук.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к мускариновому рецептору ацетилхолина M2 (ACM2)
Примечания/Синонимы	NM2; Мускариновый рецептор ацетилхолина M2 (ACM2)
Вид	Человек
GeneID	1129
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100-200 мускаринового рецептора ацетилхолина M2 (ACM2) человека (P08172)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P08172
Молекулярная масса белка	52 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом