


Кроличья Поликлональная Антитело Против Мускаринового Achr M2 (Acm2) Для Вб, Ифа - P08172

Артикул: CM0017838



введение

Кроличья поликлональная антитело, направленная против человеческого мускаринового AChR M2 (ACM2/CHRM2), валидированная для вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально подходит для нейробиологических исследований и разработки диагностических тестов IVD с участием этого G-белок-сопряженного рецептора.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Мускариновый AChR M2 (ACM2) кроличья пАнт
Примечания/Альясы	HM2; Muscarinic AChR M2 (ACM2)
Вид	Человек
ID гена (человек)	1129
ID гена	1129
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 208-388 человеческого мускаринового AChR M2 (ACM2) (NP_001006629.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P08172
Молекулярная масса белка	52 кДа
Доставка	Холодильный пакет