


Кроличья Поликлональная Анти-Mut Антитело Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P22033

Артикул: CM0028219



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческой метилмалонил-КоА мутазы (MUT) для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/ICC и ELISA. Перекрестно реагирует с человеческим, мышинным, крысиным белком. Идеально для исследований митохондриального метаболизма и метаболических заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MUT Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	MCM; MUT
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4594
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий аминокислоты 451-750 человеческого MUT (NP_000246.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/ICC (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P22033
Молекулярная масса белка	83 кДа
Доставка	В термосумке со льдом