

## Поликлональное Антитело Против Mutyh Для Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Uif7

Артикул: CM0023266



### введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого MUTYH (MYH), фермента репарации ДНК. Валидировано для IHC-P, IF/ICC, ELISA и перекрестно реагирует с крысой. Идеально для исследований окислительного повреждения и рака.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                                |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | MUTYH Кроличье pAb                                                                                                                      |
| Примечания/Альтернативные названия | MYH; MUTYH                                                                                                                              |
| Вид                                | Человек                                                                                                                                 |
| ID гена (Человек)                  | 4595                                                                                                                                    |
| ID гена                            | 4595                                                                                                                                    |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-265 человеческого MUTYH (NP_001041636.1) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                                  |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                                 |
| Применение                         | IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                                    |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Крыса                                                                                                                          |
| SWISS                              | Q9UIF7                                                                                                                                  |
| Молекулярная масса белка           | 60 кДа                                                                                                                                  |
| Доставка                           | В пакете со льдом                                                                                                                       |