

Поликлональное Антитело Anti-Mvb12A Для Wb, Elisa — Q96Ey5

Артикул: CM0018986



введение

MVB12A Rabbit pAb — поликлональное антитело, полученное у кролика против человеческого MVB12A; подходит для WB и ELISA. Реагирует также с белком крысы и идеально подходит для исследований комплекса ESCRT-I и эндоцитоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MVB12A Rabbit pAb
Примечания/алиасы	CFBP; FAM125A; MVB12A
Вид	Человек
GeneID (человек)	93343
GeneID	93343
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-273 человеческого MVB12A (NP_612410.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Крыса
SWISS	Q96EY5
Молекулярная масса белка	29 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом