

Кроличье Моноклональное Антитело К Mvd Для Wb И Elisa - P53602

Артикул: CM0002643



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому MVD (дифосфомевалонатдекарбоксилазе), валидированное для методов WB и ELISA. Перекрестно реагирует с образцами человека и крысы; молекулярная масса 43 кДа. Подходит для исследований биосинтеза холестерина и мевалонатного пути.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MVD кроличье моноклональное антитело
Примечания/Синонимы	MPD; MDDase; POROK7; FP17780; MVD
Вид	Человек
GeneID (человек)	4597
GeneID	4597
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 250-350 человеческого MVD (P53602).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, крыса
SWISS	P53602
Молекулярная масса белка	43 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом