

Поликлональное Антитело Против Mvk Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q03426

Артикул: CM0027403



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческой мевалонаткиназы (MVK), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально для исследований метаболизма холестерина и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MVK Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	MK; LRBP; MVLK; POROK3; MVK
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4598
GeneID	4598
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 40-300 человеческой MVK (NP_000422.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q03426
Молекулярная масса белка	42 кДа
Условия доставки	С охлаждающим элементом (ледяной пакет)