


Кроличья Поликлональная Антитело Против Mxd1 (Wb, Elisa) - Q05195

Артикул: CM0030600



введение

Кроличья поликлональная антитело, направленное против человеческого MXD1 (MAD). Валидировано для применений WB и ELISA. Подходит для исследований транскрипционной репрессии, антагонизма MYC и регуляции теломеразы. Перекрестная реакция с человеком и крысой.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MXD1 кролика pAb
Примечания/Псевдоним	MAD; MAD1; BHLHC58; MXD1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4084
ID гена	4084
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100-200 человеческого MXD1 (NP_002348.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q05195
Молекулярный вес белка	25кДа
Доставка	Ледяной пакет