

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Mxi1 Для Wb И Elisa — P50539

Артикул: CM0015834

введение

Поликлональное кроличье антитело Anti-MXI1, валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Выявляет MXI1 человека, мыши и крысы — транскрипционный репрессор, антагонизирующий MYC. Подходит для исследований рака и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	MXI1 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	MXI; MAD2; MXD2; bHLHc11; MXI1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	4601
Идентификатор гена	4601
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 170–295 человеческого MXI1 (NP_569157.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P50539
Молекулярная масса белка	26 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом