

Кроличья Поликлональная Антитело Против Mxi1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P50539

Артикул: CM0027859

введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого MXI1, валидированное для WB и ELISA. Перекрестно реагирует с мышью и крысой. Подходит для изучения транскрипционного антагонизма MYC и нуклеосомной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MXI1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	MXI; MAD2; MXD2; bHLHc11; MXI1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4601
GeneID	4601
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 76-295 человеческого MXI1 (NP_569157.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P50539
Молекулярный вес белка	26кДа
Доставка	Сумка-холодозащитный элемент