

Кроличье Поликлональное Антитело Anti-Mybpc2 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q14324

Артикул: CM0025994



введение

MYBPC2 Rabbit pAb, поликлональное антитело для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА, распознает быстрый тип миозин-связывающего белка С (128 кДа) у человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований мышечного сокращения и структурных белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MYBPC2 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	MYBPC; MYBPCF; fsMyBP-C; MYBPC2
Вид	Человек
GeneID	4606
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 912-1141 человеческого MYBPC2 (NP_004524.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q14324
Молекулярная масса белка	128 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом