


Поликлональное Антитело Anti-Mybpc3 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q14896

Артикул: CM0016963



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого MYBPC3 (кардиального миозин-связывающего белка C), валидировано для WB, IHC-P, ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Подходит для исследований сердечной мышцы и кардиомиопатии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MYBPC3 Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	FHC; CMH4; CMD1MM; LVNC10; MYBP-C; cMyBP-C; MYBPC3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4607
ID гена	4607
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 200-400 человеческого MYBPC3 (NP_000247.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q14896
Молекулярная масса белка	141 кДа
Доставка	В пакете со льдом