


Моноклональное Антитело Против Myd88 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q99836

Артикул: CM0006860



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого MyD88, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Необходимо для изучения сигналинга TLR/IL-1R и исследований врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MyD88 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	WM1; IMD68; MYD88D; MyD88
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4615
ID гена	4615
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 50-150 человеческого MyD88 (NP_002459.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q99836
Молекулярная масса белка	33 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом