

Моноклональное Антитело Anti-Myd88 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q99836

Артикул: CM0006842

введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого MyD88, валидированное для WB и ELISA с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Необходимо для изучения сигнальных путей TLR/IL-1R и исследований врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MyD88 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	WM1; IMD68; MYD88D; MyD88
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4615
ID гена	4615
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности внутри аминокислот 50-150 человеческого MyD88 (NP_002459.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q99836
Масса белка	33кДа
Доставка	Сумка со льдом