

Поликлональное Антитело Против Myd88 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q99836

Артикул: CM0014634



введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого MyD88 (SWISS: Q99836). Валидировано для WB, IF/ICC и ELISA; обладает перекрёстной реактивностью с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований врождённой иммунной передачи сигналов TLR/IL-1R и воспалительных ответов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против MyD88
Примечания/синонимы	WM1, IMD68, MYD88D, MyD88
Вид	Человек
GeneID (человек)	4615
GeneID	4615
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 20-140 человеческого MyD88 (NP_002459.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q99836
Молекулярная масса белка	33 кДа
Условия транспортировки	Хладагент