


Кроличье Моноклональное Антитело Против Myd88 [Валидировано На Ко] Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q99836

Артикул: CM0003029



введение

Валидированное на КО кроличье моноклональное антитело против человеческого MyD88, валидированное для WB, IHC-P, ELISA. Перекрестно реагирует с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований врожденного иммунитета и сигнальных путей TLR.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на КО] MyD88 кроличье мАт
Примечания/Псевдоним	WM1; IMD68; MYD88D; 88
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4615
ID гена	4615
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 50-150 человеческого MyD88 (NP_002459.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q99836
Молекулярный вес белка	15кДа/20кДа/28кДа/31кДа/33кДа/34кДа
Доставка	Сумка со льдом