


Кроличья Поликлональная Антитело К Myd88 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q99836

Артикул: CM0015939



введение

Кроличья поликлональная антитело к MyD88, валидированная для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА (ELISA) в образцах человека, мыши и крысы. MyD88 является ключевым адаптером в сигнальных путях врожденного иммунитета TLR/IL-1R. Идеально подходит для исследований в области иммунологии и воспалительных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MyD88 кроличья поликлональная антитело
Примечания/алиасы	WM1; IMD68; MYD88D; MyD88
Вид	Человек
ID гена (человек)	4615
ID гена	4615
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 60-309 человеческого MyD88 (NP_002459.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q99836
Молекулярная масса белка	33 кДа
Доставка	С ледяным пакетом