

Анти-Myd88 Кроличий Polymab® Моноклональное Антитело Для Wb, Ip, Elisa - Q99836

Артикул: CM0004886



введение

Высококачественное кроличье PolymAb® моноклональное антитело к MyD88 для WB, IP, ELISA. Обнаруживает человеческий и мышиный MyD88, критический адаптер врожденного иммунного сигналинга TLR/IL-1R. 33кДа. Q99836.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MyD88 Rabbit PolymAb®
Примечания/Псевдоним	WM1; IMD68; MYD88D
Вид	Человек
GeneID	4615
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 50-150 человеческого MyD88 (NP_002459.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q99836
Молекулярный вес белка	33кДа
Доставка	Сумка со льдом