

Поликлональные Антитела Против Myef2 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — Q9P2K5

Артикул: CM0020821

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела к MYEF2 для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Обнаруживают MYEF2 в образцах человека, мыши и крысы. Направлены на транскрипционный репрессор гена миелина, предназначены для исследований в области нейронауки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MYEF2 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	MEF-2, MST156, myEF-2, MSTP156, HsT18564, MYEF2
Вид	Человек
ID гена	50804
Иммуноген	Рекомбинантный слизистый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-120 человеческого MYEF2 (NP_001288139.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9P2K5
Молекулярная масса белка	64 кДа
Доставка	Холодильный пакет