

Моноклональное Антитело К Основному Белку Миелина (Mbp) Для Вестерн-Блота - P02686

Артикул: CM0010485



введение

Рекомбинантное моноклональное антитело кролика, нацеленное на основной белок миелина (MBP) человека. Валидировано для вестерн-блота (WB), иммунофлуоресценции на парафиновых срезах (IF-P), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ELISA с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Идеально для нейробиологических исследований и разработки IVD-тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к основному белку миелина
Примечания/Альтернативные названия	MBP
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4155
GeneID	4155
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блот (WB), IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P02686
Молекулярная масса белка	33 кДа
Условия доставки	В термоконтейнере со льдом