

Кроличье Поликлональное Антитело Против Основного Миелинового Белка (Mbp) Для Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P02686

Артикул: CM0019669



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого основного миелинового белка (MBP). Валидировано для Вестерн-блота, иммуногистохимии на парафиновых срезах, иммунофлуоресценции на парафиновых срезах и ИФА, обладает перекрестной реактивностью с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований в области нейронауки и демиелинизации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Основной миелиновый белок, кроличье поликлональное антитело
Примечания/алиасы	MBP; Myelin Basic Protein
Вид	Человек
ID гена (человек)	4155
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 80-165 человеческого основного миелинового белка (NP_001020272.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P02686
Молекулярная масса белка	33 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом