

Мышинная Моноклональная Антитело Против Основного Миелинового Белка Для Вестерн-Блота — P02686

Артикул: CM0012780



введение

Мышинная моноклональная антитело против основного миелинового белка (MBP) для WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Реагирует с человеческим, мышиным и крысиным MBP. Обнаруживает полосу размером 33 кДа. Идеально подходит для исследований в области нейробиологии и рассеянного склероза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Мышинная моноклональная антитело к основному миелиновому белку
Примечания/Альяс	MBP
Вид	Человек
ID гена (человек)	4155
ID гена	4155
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 1-304 человеческого основного миелинового белка (NP_001020272.1).
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P02686
Молекулярная масса белка	33 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом