

Моноклональное Антитело Против Гликопротеина Миелина Олигодендроцитов Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q16653

Артикул: CM0012557

введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий гликопротеин миелина олигодендроцитов (MOG) — специфичный для ЦНС белок миелина и рецептор вируса краснухи. Подходит для Вестерн-блоттинга, IF/ICC, IHC-P и ELISA. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к гликопротеину миелина олигодендроцитов
Примечания/Альтернативные названия	BTN6; BTNL11; MOGIG2; NRCLP7; Гликопротеин миелина олигодендроцитов
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4340
GeneID	4340
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q16653
Молекулярная масса белка	28 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом