

Кроличья Поликлональная Антитело Против Миелин-Олигодендроцитарного Гликопротеина Для Вб И Ифа - Q16653

Артикул: CM0030651

введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого миелин-олигодендроцитарного гликопротеина (MOG, Q16653) для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с мышинным и крысиным антигеном; рекомбинантный иммуноген (AK 30-154).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Миелин-олигодендроцитарный гликопротеин, кроличья поликлональная антитело
Примечания/Алиасы	BTN6; BTNL11; MOGIG2; NRCLP7; Миелин-олигодендроцитарный гликопротеин
Вид	Человек
GeneID	4340
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 30-154 человеческого миелин-олигодендроцитарного гликопротеина (NP_996532.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q16653
Молекулярная масса белка	28 кДа
Доставка	Айс-пак