


Моноклональное Антитело Против Белка Нулевого Миелина (Mrp) Для Вестерн-Блоттинга - P25189

Артикул: CM0007560



введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого белка нулевого миелина (MPZ), для вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований миелинизации периферической нервной системы и нейропатий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	Кроличье мАб против белка нулевого миелина (MPZ)
Примечания/Псевдонимы	P0; CHM; DSS; MPP; CHN2; CMT1; CMT1B; CMT2I; CMT2J; CMT4E; CMTDID3; CMTDID; HMSNIB; Белок нулевого миелина (MPZ)
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4359
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 149-248 человеческого белка нулевого миелина (MPZ) (NP_000521.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блот, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P25189
Молекулярный вес белка	28 кДа
Доставка	Сумка со льдом