


Поликлональные Антитела К Анти-Миелиновому Белку Ноль (Mrp) Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа - P25189

Артикул: CM0021694



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого миелинового белка ноль (MPZ) для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА. Валидированы на человеке, мыши, крысе. Идеально подходят для исследований миелинизации периферических нервов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	Миелиновый белок ноль (MPZ) кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	P0; CHM; DSS; MPP; CHN2; CMT1; CMT1B; CMT2I; CMT2J; CMT4E; CMTDI3; CMTDID; HMSNIB; Миелиновый белок ноль (MPZ)
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4359
ID гена	4359
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 30-153 человеческого миелинового белка ноль (MPZ) (NP_000521.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P25189
Молекулярный вес белка	28 кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент