


Анти-Миелобластин (Протеиназа 3/Pr3) Кроличье Моноклональное Антитело Для If-P, Elisa - P24158

Артикул: CM0003868



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческую Протеиназу 3 (PR3/Миелобластин). Валидировано для IF-P и ELISA. Распознает нейтрофильную сериновую протеазу, ключевой аутоантиген с-ANCA. - P24158

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	Протеиназа 3/PR3 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	MBN; MBT; NP4; P29; PR3; ACPA; AGP7; NP-4; PR-3; CANCA; C-ANCA; Протеиназа 3/PR3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5657
GeneID	5657
Иммуноген	Синтетический пептид[Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческой Протеиназы 3/PR3 (P24158).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P24158
Молекулярная масса белка	28 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом