


Кроличье Моноклональное Антитело Против Миелопероксидазы (Mpo) Для Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa — P05164

Артикул: CM0006460



введение

Кроличье моноклональное антитело против миелопероксидазы человека (MPO), валидированное для WB, IF/ICC, IHC-P и ELISA. Выявляет MPO в образцах человека, мыши и крысы — идеально подходит для исследований воспаления и врождённого иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к миелопероксидазе (MPO)
Примечания/синонимы	MPO; миелопероксидаза; миелопероксидаза (MPO)
Вид	Человек
GeneID (человек)	4353
GeneID	4353
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P05164
Молекулярная масса белка	84 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом