

Поликлональное Кроличье Антитело Против Миелопероксидазы (MPO) Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa — P05164

Артикул: CM0013890



введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческой миелопероксидазы (MPO), валидированное для WB, IHC-P, IF-P и ELISA. Выявляет MPO в образцах человека, мыши и крысы. Подходит для исследований образования внеклеточных ловушек нейтрофилов (NET), врожденного иммунитета и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело против миелопероксидазы (MPO)
Примечания/синоним	MPO; миелопероксидаза (MPO)
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	4353
Идентификатор гена	4353
Иммуноген	Рекомбинантный белок; рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 606-745 человеческой миелопероксидазы (MPO) (NP_000241.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P05164
Молекулярная масса белка	84 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом