

Поликлональное Кроличье Антитело Против Миелопероксидазы (Mpo) Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa — P11247

Артикул: CM0022233

введение

Поликлональное кроличье антитело против миелопероксидазы (Mpo) мыши, подходящее для WB, IF-P, IHC-P и ELISA. Выявляет Mpo в образцах человека, мыши и крысы, обеспечивая исследования биологии нейтрофилов, NETоза и окислительных иммунных ответов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Мышиный Mpo, кроличье pAb
Примечания/синоним	mKIAA4033; Mpo мыши
Вид	Мышь
GeneID (человек)	4353
GeneID	17523
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 16–718 Mpo мыши (NP_034954.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P11247
Молекулярная масса белка	81 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом