

Поликлональное Антитело Против Myh1 Для Вб, Иф-П, Игх-П, Ифа — P12882

Артикул: CM0025873

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого MYH1 (миозин-1, MyHC-2x). Валидировано для ВБ, ИФ-П, ИГХ-П, ИФА. Реагирует с антигенами человека, мыши и крысы. Подходит для исследования слуховой функции и мышц.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MYH1 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	MYHa; HEL71; MYHSA1; MyHC-2x; MyHC-2X/D; MYH1
Вид	Человек
GeneID (человек)	4619
GeneID	4619
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-100 человеческого MYH1 (NP_005954.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ-П, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P12882
Молекулярная масса белка	223 кДа
Доставка	Хладагент